



Farbstoff- und parfümfreie alkoholische Lösung für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Wirksam gegen
Noro und MRE
innerhalb der EN1500.

desderman® pure

Unser Plus

- aufgrund des Ethanolgehalts mit ausgeprägter mikrobizider und viruzider Wirksamkeit
- wirksam gegen Noro-Viren in 15 Sekunden (Prüfvirus: Murines Noro-Virus)
- der Plus-Effekt für Hautschutz und -pflege durch bewährtes Rückfettungssystem
- farbstoff- und parfümfrei, daher besonders hautfreundlich

Anwendungsgebiete

- hygienische Händedesinfektion
- chirurgische Händedesinfektion

Anwendungshinweise

desderman® pure wird unverdünnt angewendet. Während der Einwirkzeit bei der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion sollte die portionierte Gabe von desderman® pure so erfolgen, dass die Hände während der gesamten Applikationszeit gut angefeuchtet bleiben.

Mikrobiologische Wirksamkeit

| Wirksamkeit | Konzentration | Einwirkzeit |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| bakterizid | gebrauchsfertig | 30 Sek. |
| MRSA | gebrauchsfertig | 30 Sek. |
| mykobakterizid | gebrauchsfertig | 30 Sek. |
| fungizid | gebrauchsfertig | 30 Sek. |
| begrenzt viruzid | gebrauchsfertig | 30 Sek. |
| HSV | gebrauchsfertig | 30 Sek. |
| Influenzavirus | gebrauchsfertig | 30 Sek. |
| begrenzt viruzid PLUS | gebrauchsfertig | 15 Sek. |
| viruzid EN14476 | gebrauchsfertig | 60 Sek. |

| Wirksamkeit | Konzentration | Einwirkzeit |
|-------------|-----------------|-------------|
| Adenovirus | gebrauchsfertig | 15 Sek. |
| Norovirus | gebrauchsfertig | 15 Sek. |
| Poliovirus | gebrauchsfertig | 60 Sek. |
| Rotavirus | gebrauchsfertig | 30 Sek. |

| Anwendungsgebiet | Konzentration | Einwirkzeit |
|---|-----------------|-------------|
| Chirurgische Händedesinfektion EN12791 | gebrauchsfertig | 90 Sek. |
| Hygienische Händedesinfektion EN1500 | gebrauchsfertig | 30 Sek. |

Listungen

- IHO-Liste
- ÖGHMP-Zertifikat
- VAH-Zertifikat
- RKI-Liste



Produkt Daten

Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe:
Wirksame Bestandteile: 78,2 g Ethanol 96 %, 0,1 g Biphenyl-2-ol

Chemisch-physikalische Daten

| | |
|------------|------------------------------------|
| Dichte | ca. 0,83 g/cm ³ / 20 °C |
| Farbe | farblos |
| Flammpunkt | 16 °C / Methode : DIN 51755 Part 1 |
| Form | flüssig |
| pH | Nicht anwendbar |

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com

Besondere Hinweise

Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten Heizquellen bringen. Die Haltbarkeit im geöffneten Originalgebinde entspricht der Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde. Nach Anbruch beträgt die Haltbarkeit im SM2-Spender 12 Monate sowie im KH-Wandspender 6 Monate. Nicht über das Verfallsdatum hinaus anwenden! Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Bestellinformation

| Artikel | Lieferform | Art.-Nr. |
|--------------------------------------|-------------|----------|
| desderman pure INT 100 ml FL | 30/Karton | 116821 |
| desderman pure INT 500 ml FL | 20/Karton | 116807 |
| desderman pure INT hyclick 500 ml FL | 20/Karton | 70000813 |
| desderman pure INT 1 I FL | 10/Karton | 116808 |
| desderman pure INT 1 I EF | 10/Karton | 116809 |
| desderman pure INT hyclick 1 I FL | 10/Karton | 70000814 |
| desderman pure INT 5 I KA | 1/Kanister | 116810 |
| desderman pure 975 I EC | 1/Container | 70002758 |

Anwendungshilfen

| Anwendungshilfen | Art.-Nr. |
|--|----------|
| Dosierpumpe 1l-Eurofl. | 180803 |
| Dosierpumpe für 500 ml / 1 L | 180303 |
| Präp.spender KHK 1000, gerade Edelstahlpumpe | 701413 |
| Präp.spender KHK 500, gerade Edelstahlpumpe | 701414 |
| Präp.spender KHL 1000, gerade Edelstahlpumpe | 701415 |
| Präp.spender KHL 500, gerade Edelstahlpumpe | 701416 |
| Präparate-Spender SM2 500 | 668600 |
| Präparate-Spender SM2 Universal | 668500 |

Verwandte Produkte

- desderman[®] care
- desderman[®] pure gel
- desmanol[®] pure



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Tel. +43 (1) 523 25 01
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com